

Használati útmutató – papír orvosi lepedő

- A csomagoláson megjelöltek szerint bontsa fel a terméket, majd vegyen ki egy orvosi lepedő gurigát!
- Távolítsa el a guriga külsején lévő védőpapírt!
- A tényleges használathoz a vizsgálóágy végéhez illesztett lepedő-tartóhoz rögzítse a terméket, hogy az adagolhatóság biztosított legyen!
- A használatkor mindig megfelelő méretű orvosi papírlapedőt adagoljon, a perforáció mentén válassza szét a papírlapedőt!
- Mindig csak annyi papírlapedőt használjon, amennyire szüksége van!
- Használat után a nem tiszta orvosi lepedőket helyezze a megfelelő szelektív vagy veszélyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényekbe!
- A papír orvosi lepedőket csak külsőleg használja!
- A terméket száraz, hűvös helyen tárolja!
- A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a termékekkel vagy annak csomagolásával játszani!
- A termék gyermekektől távol tartandó!